


FICHA TÉCNICA C3229**Características generales**

Camilla fija madera natural 3 cuerpos.

Dimensiones del lecho estándar: 62x198 cm (M46)

Dimensiones de lecho opcional: 70x198 cm (M66)

Peso máximo recomendado: 135 Kg

Variación de altura: 62-87 cm

Regulación manual de altura mediante doble pata multi-posición.

Estructura fabricada en madera de haya de primera calidad.

Bandeja inferior de madera incorporada de serie.

Respaldo standard tipo T13 - Respaldo rectangular. Orificio lágrima con tapón incluido.

Módulo del cabezal/respaldo regulable manualmente, mediante cremallera.

Módulo central regulable manualmente, mediante cremallera.


Peso aproximado: 46 Kg

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.
Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.
Disponible en 25 colores.

Grosor de la espuma 5 cm.

Espuma grado de firmeza II - Medio

TECHNICAL FEATURES C3229**General characteristics**

3 section wooden stationary table natural finish.

Standard upholstery dimensions: 62x198 cm (M46)

Optional upholstery dimensions: 70x198 cm (M66)

Recommended maximum weight: 135 Kg

Height variation: 62-87 cm

Multi-positioning double security fastening manually operated height.

Made in high quality beech wood.

Lower wood shelf for storage included.

Standard backrest type T13 - Square backrest. Oval breather hole and bung included.

Head-/Backrest adjustable manually, by rack.

Central section adjustable manually, by rack.

Approx. weight: 46 Kg

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.


Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.

Available in 25 colours.

Foam thickness 5 cm.

Foam firmness II - Soft

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C3229



Caractéristiques générales

Table fixe bois naturel 3 plans.

Dimensions standard de la sellerie: 62x198 cm (M46)

Dimensions optionnelles de la sellerie: 70x198 cm (M66)

Charge maximale recommandée: 135 Kg

Variation de la hauteur: 62-87 cm

Réglage manuel de la hauteur par double pied multi-position.

Structure fabriquée en bois de hêtre de première qualité.

Plateau inférieur en bois de série.

Dossier standard type T13 - Dossier rectangulaire. Cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus.

Tête/dossier réglable manuellement, avec crémaillère.

Partie centrale réglable manuellement, avec crémaillère.

Poids approx: 46 Kg

Caractéristiques Sellerie


Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.

Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.

Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 5 cm.

Soutien de mousse II - Équilibré

TECHNISCHES DATENBLATT C3229**Allgemeine Eigenschaften**

3 teilige ,stationäre Liege in natur Holz Ausführung

Masse der Standardsegmenten: 62x198 cm (M46)

Masse der optionalen Segmenten: 70x198 cm (M66)

Maximale Hubkraft: 135 Kg

Höhenverschiebung: 62-87 cm

Manuelle Höhenverstellung durch mehrstelliges Doppelbein verstellbar.

Untergestell aus hochwertigem Buchenholz.

Untere Holzablage bei Standardserien einbegriffen.

Standard- Rückenteil Typ T13 - Rechteckiges Rückenteil. Ovaler Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive

Kopfteil/ Rückenteil manuel verstellbar durch Klemmsystem.

Mittelteil ist manuel verstellbar durch Klemmsystem.

Ungefähres Gewicht: 46 Kg.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.

Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz Verfügbarkeit in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 5 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen