


FICHA TÉCNICA C3249W**Características generales**

Camilla fija madera wengué 3 cuerpos.

Dimensiones del lecho estándar: 70x198 cm (M66)

Dimensiones de lecho opcional: 80x198 cm (M76)

Peso máximo recomendado: 135 Kg

Variación de altura: 70-86 cm

Regulación manual de altura mediante pata telescópica interna.

Estructura fabricada en madera de haya de primera calidad.

Bandeja inferior de madera incorporada de serie.

Respaldo standard tipo T33 - Respaldo rectangular. Orificio lágrima con tapón incluido.

Cabezal articulado extraíble (A4430) incluido de serie.

Módulo del cabezal/respaldo regulable manualmente, mediante cremallera.

Módulo central regulable manualmente, mediante cremallera.


Peso aproximado: 50 Kg

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.
Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.
Disponible en 25 colores.

Grosor de la espuma 7 cm.

Espuma grado de firmeza II - Medio

TECHNICAL FEATURES C3249W**General characteristics**

3 section wooden stationary table wenge finish.

Standard upholstery dimensions: 70x198 cm (M66)

Optional upholstery dimensions: 80x198 cm (M76)

Recommended maximum weight: 135 Kg

Height variation: 70-86 cm

Multi-positioning internal system manually operated height.

Made in high quality beech wood.

Lower wood shelf for storage included.

Standard backrest type T33 - Square backrest. Oval breather hole and bung included.

Detachable multi-position face-rest (A4430) included as standard.

Head-/Backrest adjustable manually, by rack.

Central section adjustable manually, by rack.

Approx. weight: 50 Kg

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.


Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.

Available in 25 colours.

Foam thickness 7 cm.

Foam firmness II - Soft

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C3249W



Caractéristiques générales

Table fixe bois wengué 3 plans.

Dimensions standard de la sellerie: 70x198 cm (M66)

Dimensions optionnelles de la sellerie: 80x198 cm (M76)

Charge maximale recommandée: 135 Kg

Variation de la hauteur: 70-86 cm

Réglage manuel de la hauteur par pied télescopique interne.

Structure fabriquée en bois de hêtre de première qualité.

Plateau inférieur en bois de série.

Dossier standard type T33 - Dossier rectangulaire. Cavité visage en forme de goutte et bouchon inclus.

Tête articulée amovible (A4430) de série.

Tête/dossier réglable manuellement, avec crémaillère.

Partie centrale réglable manuellement, avec crémaillère.

Poids approx: 50 Kg

Caractéristiques Sellerie


Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.

Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.

Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 7 cm.

Soutien de mousse II - Équilibré

TECHNISCHES DATENBLATT C3249W**Allgemeine Eigenschaften**

3 teilige ,stationäre Liege in wengue Holz Ausführung

Masse der Standardsegmenten: 70x198 cm (M66)

Masse der optionalen Segmenten: 80x198 cm (M76)

Maximale Hubkraft: 135 Kg

Höhenverschiebung: 70-86 cm

Manuelle Höhenverstellung durch inneres ausziehbares Standbein

Untergestell aus hochwertigem Buchenholz.

Untere Holzablage bei Standardserien einbegriffen.

Standard- Rückenteil Typ T33 - Rechteckiges Rückenteil. Ovaler Nasenschlitz mit Abdeckpolster inklusive.

Klappbares und ausziehbares Kopfteil (A4430) bei Standardserien enthalten.

Kopfteil/ Rückenteil manuel verstellbar durch Klemmsystem.

Mittelteil ist manuel verstellbar durch Klemmsystem.

Ungefähres Gewicht: 50 Kg.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.

Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz Verfügbarkeit in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 7 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes II - Ausgeglichen