


FICHA TÉCNICA C4517



Características generales

Camilla fija metálica blanca especialidades.

Dimensiones del lecho estándar: 100x200 cm (M87)

Dimensiones de lecho opcional: 120x200 cm (M97)

Peso máximo recomendado: 150 Kg

Altura fija 55 cm

Estructura fabricada en tubo de acero, recubierta de pintura blanca polvo epoxi cocida en horno a 250°C

Patas desmontables de 5 cm de diámetro.

Peso aproximado: 50 Kg

Características del Tapizado

Tapizado en polipiel ignífugo Clase: M-2 según normativa CE.


Con protección antimicrobiana y antibacteriana Sanitized®.

Disponible en 25 colores.

Grosor de la espuma 5 cm.

Espuma grado de firmeza III - Semiduro

TECHNICAL FEATURES C4517



General characteristics

Stationary white metal speciality table.

Standard upholstery dimensions: 100x200 cm (M87)

Optional upholstery dimensions: 120x200 cm (M97)

Recommended maximum weight: 150 Kg

Non-adjustable height 55 cm

Steel frame with white epoxy powder coating heated at 250°C

Detachable legs Ø 5 cm.

Approx. weight: 50 Kg

Upholstery Features

Fire-resistant Class M2 artificial leather, EC compliant.


Sanitized® anti-microbial and antibacterial protection.

Available in 25 colours.

Foam thickness 5 cm.

Foam firmness III - Medium firm

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES C4517



Caractéristiques générales

Table fixe en métal blanc spécialités.

Dimensions standard de la sellerie: 100x200 cm (M87)

Dimensions optionnelles de la sellerie: 120x200 cm (M97)

Charge maximale recommandée: 150 Kg

Hauteur fixe 55 cm

Structure fabriquée en tube d'acier laqué avec peinture blanche époxy cuite au four à 250°C

Pieds démontables de 5 cm de diamètre.

Poids approx: 50 Kg

Caractéristiques Sellerie

Revêtement en simili cuir ignifuge de catégorie M2, conforme aux normes CE.


Protection antimicrobienne et antibactérienne Sanitized®.

Disponible en 25 coloris.

Épaisseur de la mousse 5 cm.

Soutien de mousse III - Ferme

TECHNISCHES DATENBLATT C4517



Allgemeine Eigenschaften

Stationäre Spezial-Therapieliege mit weissen Rahmengestell

Masse der Standardsegmenten: 100x200 cm (M87)

Masse der optionalen Segmenten: 120x200 cm (M97)

Maximale Hubkraft: 150 Kg

Feste Höhe 55 cm

Untergestell aus Stahlrohr, beschichtet mit weissen Epoxy-Pulver im Ofen bei 250 ° C gebrannt.

Abnehmbare Beide mit 5 cm Durchschnitt.

Ungefähres Gewicht: 50 Kg.

Eigenschaften der Polsterung

Gepolstert mit feuerhemmendem Kunstleder Klasse: M-2 gemäß CE-Vorschriften.

Mit Sanitized® antimikrobieller und antibakterieller Schutz
Verfügbarkeit in 25 Farben.

Dicke des Schaumstoffes 5 cm.

Härtegrad des Schaumstoffes III - Halbhart